

Anti-Rpl9 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Artikelnummer: CM0014480



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RPL9 (60S ribosomales Protein L9/uL6) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zu Ribosomen und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6133
Gen-ID	6133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-192 des humanen RPL9 (NP_000652.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32969
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel