


Anti-Rplp0 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Artikelnummer: CM0029639



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches RPLP0 (UniProt P05388). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Studien zur Ribosomenprotein-Expression und Ladekontrollanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPLP0 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6175
GeneID	6175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-317 von menschlichem RPLP0 (NP_000993.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05388
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel