


Anti-Rplp0-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Artikelnummer: CM0012851



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RPLP0 (saures ribosomales 60S-Protein P0). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem RPLP0. Ideal für Untersuchungen zu Ribosomen und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPLP0-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Art	Mensch
Gen-ID	6175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-317 des humanen RPLP0 (NP_000993.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05388
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku