


Anti-Rplp1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05386

Artikelnummer: CM0027420



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das Protein P1 der großen ribosomalen Untereinheit (RPLP1). Validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus, Ratte und Zebrafisch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPLP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	P1; LP1; RPP1; RPLP1
Spezies	Human
GeneID	6176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-114 des humanen RPLP1 (NP_000994.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Zebrafisch
SWISS	P05386
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku