


Anti-Rplp2-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Artikelnummer: CM0030622



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RPLP2 (saures Ribosomenprotein P2 der 60S-Untereinheit). Validiert für IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Proteinsynthese und Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPLP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
Spezies	Human
GenID (Human)	6181
GenID	6181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-115 von humanem RPLP2 (NP_000995.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05387
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel