

Anti-Rpn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04843

Artikelnummer: CM0027459



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPN1 (Ribophorin I), eine Untereinheit des Oligosaccharyltransferase-Komplexes, der für die Protein-N-Glykosylierung essenziell ist. Geeignet für WB und ELISA, reagiert kreuz mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	OST1; RBPH1; RPN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6184
Gen-ID	6184
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-280 des humanen RPN1 (NP_002941.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04843
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel