

Anti-Rpn1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04843

Artikelnummer: CM0019892



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RPN1 (Ribophorin I), eine Untereinheit des Oligosaccharyltransferase-Komplexes, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von N-Glykosylierung und ER-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	RPN1; OST1; RBPH1; Ribophorin I
Spezies	Mensch
GenID	6184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-350 des humanen RPN1 (NP_002941.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04843
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel