

Anti-Rpn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Artikelnummer: CM0015071



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPN1 (Ribophorin I), eine 69 kDa Untereinheit des OST-Komplexes. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für N-Glykosylierungs- und ER-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-280 von humanem RPN1 enthält (NP_002941.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04843
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel