

Anti-Rpp25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bul9

Artikelnummer: CM0029737



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPP25 gerichtet ist, eine Ribonuklease-P/MRP-Untereinheit, die an der tRNA- und rRNA-Verarbeitung beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal für die Forschung an Nukleolus-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPP25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPP25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54913
GenID	54913
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-199 von humanem RPP25 (NP_060263.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BUL9
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel