

Anti-Rpp30 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78346

Artikelnummer: CM0024846



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RPP30 (RNase P-Untereinheit p30), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur tRNA- und rRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPP30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	TSG15; RPP30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10556
GenID	10556
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-268 des menschlichen RPP30 (NP_006404.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78346
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel