

Anti-Rpp38 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78345

Artikelnummer: CM0023220



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPP38, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Ribonuklease P/MRP-Komplexen, tRNA- und rRNA-Prozessierung sowie Nukleolus-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPP38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPP38
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10557
Gen-ID	10557
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-110 von humanem RPP38 (NP_892117.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78345
Protein-Gewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel