

Anti-Rpp40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075818

Artikelnummer: CM0019835



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RPP40 (RNase-P-Untereinheit p40). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur tRNA-Prozessierung und zum Nukleolus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPP40-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10799
GeneID	10799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-210 des humanen RPP40 (NP_001273061) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075818
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku