


Anti-Rprd1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96P16

Artikelnummer: CM0023932



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPRD1A, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Nützlich für die Erforschung der Transkriptionsregulation und Zellzykluskontrolle. Molekulargewicht ~36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPRD1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P15RS; HsT3101; RPRD1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55197
Gen-ID	55197
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96P16
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche