

Polyklonaler Anti-Rprd1B-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Artikelnummer: CM0018554



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), geeignet für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an der Transkriptionsregulation und Tumorentstehung, ideal für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPRD1B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dj1057B20.2; RPRD1B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 80-326 des humanen RPRD1B (Q9NQG5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQG5
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku