


Anti-Rps10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46783

Artikelnummer: CM0029290



Einführung

Der RPS10-Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt das 40S-ribosomale Protein S10, eine Komponente der kleinen Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Ribosomen und Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-165 von menschlichem RPS10 (NP_001190174.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46783
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel