

Anti-Rps10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46783

Artikelnummer: CM0025862



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS10 (40S ribosomales Protein S10), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Ribosomenfunktion, Translation und Diamond-Blackfan-Anämie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem RPS10 (NP_001190174.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46783
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel