


Anti-Rps12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25398

Artikelnummer: CM0026669



Einführung

RPS12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Erkennt das 40S ribosomale Protein S12 (eS12), eine Schlüsselkomponente der kleinen ribosomalen Untereinheit, die an der Ribosom-Biogenese und Translation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS12 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	S12; eS12; RPS12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6206
GenID	6206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-132 von menschlichem RPS12 (NP_001007.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25398
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel