

Anti-Rps13-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62277

Artikelnummer: CM0017451



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS13 (ribosomales Protein S13, uS15). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Ribosomenbiogenese und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS13-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S13; uS15; RPS13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6207
GeneID	6207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 79–151 des humanen RPS13 (NP_001008.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62277
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku