

Anti-Rps14 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

Artikelnummer: CM0025650



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes RPS14 (40S ribosomales Protein S14), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ribosomenbiogenese und zum Nukleolus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS14 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	S14; EMTB; uS11; RPS14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6208
GenID	6208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-151 des humanen RPS14 (NP_005608.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62263
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eispackung