


Anti-Rps17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08708

Artikelnummer: CM0024343



Einführung

Anti-RPS17 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, validiert bei Mensch, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt das 40S-Ribosomale Protein S17, eine Komponente der kleinen Ribosomen-Untereinheit, die an der Ribosomenbiogenese und der Diamond-Blackfan-Anämie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6218
GenID	6218
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem RPS17 (NP_001012.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08708
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel