

Anti-Rps17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08708

Artikelnummer: CM0022231



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS17, ein 40S-Ribosomenprotein. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Ribosomen- und Proteinsynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Spezies	Mensch
GenID	6218
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RPS17 (NP_001012.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08708
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel