

Anti-Rps18-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62269

Artikelnummer: CM0012907



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS18 (40S ribosomales Protein S18), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Ribosomforschung und Studien zur Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6222
GenID	6222
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-152 von humanem RPS18 (NP_072045.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62269
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel