


Anti-Rps19 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P39019

Artikelnummer: CM0021727



Einführung

RPS19-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen das humane ribosomale 40S-Protein S19, validiert für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Ribosomenbiogenese und der Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS19-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6223
GeneID	6223
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-145 des humanen RPS19 entspricht (NP_001013.1))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P39019
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku