


Anti-Rps19Bp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Wx3

Artikelnummer: CM0014928



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS19BP1 (AROS) für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Ribosomenbiogenese, SIRT1-Regulation und p53-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS19BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AROS; S19BP; RPS19BP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	91582
Gen-ID	91582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-136 des humanen RPS19BP1 (NP_919307.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86WX3
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel