

Anti-Rps20 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60866

Artikelnummer: CM0012047



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPS20 (40S ribosomales Protein S20). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für ribosomale Forschung und Proteinbiosynthese-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS20 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S20; uS10; RPS20
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6224
Gen-ID	6224
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RPS20 (P60866) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60866
Protein-Gewicht	13 kDa
Versand	Eistüte