


Anti-Rps21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63220

Artikelnummer: CM0020009



Einführung

RPS21 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS21, ein 40S-ribosomales Protein, das für die Translation essentiell ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Hervorragend geeignet für die Untersuchung der Ribosomenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS21 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	S21; HLDF; eS21; RPS21
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6227
Gen-ID	6227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-81 von humanem RPS21 (NP_001015.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P63220
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eistasche