

Anti-Rps23-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62266

Artikelnummer: CM0019434



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes RPS23 (16 kDa), validiert für WB und ELISA. Ideal für Diagnostikhersteller und Forschungslabore, die Ribosomenfunktion und Translation untersuchen. SWISS: P62266.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert		
Produktname	RPS23 Kaninchen pAb		
Anmerkungen/Aliase	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23		
Spezies	Mensch		
GenID (Mensch)	6228		
GenID	6228		
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-120 des humanen RPS23 (NP_001016.1) enthält		
Quelle	Kaninchen		
Kategorie	Polyclonale Antikörper		
Anwendung	WB, ELISA	Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P62266		
Proteingewicht	16 kDa		
Versand	Eisbeutel		