

Anti-Rps24 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62847

Artikelnummer: CM0017962



Einführung

Der Anti-RPS24 Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio ist für WB, IHC-P, IP, ELISA validiert. Erkennt menschliches 40S-ribosomales Protein S24 (eS24), kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Ribosomenbiogenese, Translation und DBA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S24; DBA3; eS24; RPS24
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6229
GeneID	6229
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 des humanen RPS24 (NP_148982.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62847
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eistasche