


Anti-Rps25 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Artikelnummer: CM0015982



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das ribosomale Protein S25 (RPS25/eS25). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der ribosomalen Proteinsynthese und der Biologie der kleinen Untereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS25-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S25; eS25; RPS25
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6230
GeneID	6230
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus des humanen RPS25 entspricht (NP_001019.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62851
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku