


Anti-Rps26 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62854

Artikelnummer: CM0014897



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS26 (40S ribosomales Protein S26, 13kDa). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Ribosomen- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RPS26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S26; eS26; DBA10; RPS26
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6231
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem RPS26 entspricht (NP_001020.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62854
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel