


Anti-Rps27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42677

Artikelnummer: CM0026631



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS27 (40S ribosomales Protein S27). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit menschlichen und Ratten-Proben. Zielgewicht ~9 kDa. Nützlich für die Forschung an der Ribosom-Biogenese und der Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1-84 von menschlichem RPS27 (NP_001021.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P42677
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel