

Anti-Rps27A Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Artikelnummer: CM0023813

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches RPS27A (Ubiquitin-Ribosomales Protein eS31-Fusion). Ideal für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für die Forschung zu Ubiquitin-Signalgebung und Ribosomenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS27A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6233
Gen-ID	6233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-156 von menschlichem RPS27A (NP_001170884.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62979
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel