

Anti-Rps27L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q71Um5

Artikelnummer: CM0023598

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS27L, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Ribosomenprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS27L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPS27L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51065
GenID	51065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-84 von humanem RPS27L (NP_057004.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q71UM5
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel