


Anti-Rps28-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Artikelnummer: CM0022984



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-RPS28-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattem RPS28. Ideal für Studien zur Ribosom-Biogenese und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S28; eS28; DBA15; RPS28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6234
GenID	6234
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-69 von menschlichem RPS28 (NP_001022.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62857
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel