

Anti-Rps3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Artikelnummer: CM0010656



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes RPS3 (SWISS: P23396). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung ribosomaler Proteine, DNA-Reparatur und Apoptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S3; uS3; RPS3
Spezies	Mensch
Gen-ID	6188
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem RPS3 (P23396) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23396
Proteingewicht	27kDa
Versand	Kühltasche