

Anti-Rps3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23396

Artikelnummer: CM0024016



Einführung

Hochwertiger RPS3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf 40S ribosomales Protein S3, beteiligt an Translation, DNA-Reparatur und Apoptose. Ideal für die Zellbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S3; uS3; RPS3
Spezies	Human
GenID (Human)	6188
GenID	6188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-243 von humanem RPS3 (NP_000996.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23396
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel