

Anti-Rps4X Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62701

Artikelnummer: CM0026633



Einführung

Anti-RPS4X kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem, murinem und rattem 40S-Ribosomenprotein eS4 (30 kDa). Ideal für die Untersuchung der Ribosomenbiogenese und der Mechanismen der Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS4X Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6191
GenID	6191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-263 von humanem RPS4X (NP_000998.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62701
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel