


Anti-Rps5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P46782

Artikelnummer: CM0030931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPS5 (40S ribosomales Protein S5, uS7) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ribosom-Biogenese und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S5; uS7; RPS5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6193
GenID	6193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-204 von humanem RPS5 (NP_001000.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46782
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel