


Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15418 / Q15349 / P51812

Artikelnummer: CM0023263



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Signaltransduktions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 Kaninchen-pAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6195/6196/6197
GenID	6195/6196/6197
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 (NP_002944.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Versand	Eisbeutel