

Anti-Rps6Ka2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15349

Artikelnummer: CM0022851

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der MAPK/ERK-Signalgebung, Krebsbiologie und Translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6196
Gen-ID	6196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 632-733 von menschlichem RPS6KA2 (NP_066958.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15349
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel