


Anti-Rps6Ka3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51812

Artikelnummer: CM0025437



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS6KA3 (RSK2, p90RSK2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von ~84 kDa. Für Studien zur ERK/MAPK-Signalübertragung, Translation und Zellüberleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
Spezies	Mensch
Gen-ID	6197
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 68-327 von humanem RPS6KA3 (NP_004577.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51812
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel