

Anti-Rps6Ka4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75676

Artikelnummer: CM0014726

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Ribosomales Protein S6 Kinase Alpha-4 (MSK2, UniProt O75676). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. 86 kDa. Ideal für Studien zu entzündlichen und Stress-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSK2; RSK-B; S6K-alpha-4; RPS6KA4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8986
Gen-ID	8986
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 673-772 von menschlichem RPS6KA4 entspricht (NP_003933.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75676
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel