


Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75582

Artikelnummer: CM0030978



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPS6KA5 (MSK1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Kinas-Signalgebung bei Stress- und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9252
GenID	9252
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem RPS6KA5 (NP_004746.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75582
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel