

Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75582

Artikelnummer: CM0006370



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen RPS6KA5 (MSK1) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für die Untersuchung von Mitogen- und Stress-aktivierten Kinase-Signalwegen, Transkriptionsregulation und Histon-Modifikationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS6KA5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9252
GenID	9252
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 639-736 von menschlichem RPS6KA5 (NP_004746.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	O75582
Proteingewicht	62kDa/82kDa/90kDa
Versand	Eisbeutel