

Anti-Rps7 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

Artikelnummer: CM0029585



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane ribosomale Protein S7 (RPS7), validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur ribosomalen Biogenese und Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S7; eS7; DBA8; RPS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6201
Gen-ID	6201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-194 von humanem RPS7 (NP_001002.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62081
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel