

Anti-Rps8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Artikelnummer: CM0003551



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches RPS8 (40S Ribosomales Protein S8, SWISS: P62241). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für ribosomale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS8 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	S8; eS8; RPS8
Spezies	Mensch
Gen-ID	6202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-208 von menschlichem RPS8 (NP_001003.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62241
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel