

Anti-Rps8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62241

Artikelnummer: CM0021253



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPS8 (40S ribosomales Protein S8) für Western Blot, IF- und ICC sowie ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattigen Proben. Vorhergesagtes Molekulargewicht 24 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Wert	
Produktname	RPS8 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S8; eS8; RPS8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6202
Gen-ID	6202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 10-100 von humanem RPS8 (NP_001003.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62241
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel