


Anti-Rps9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P46781

Artikelnummer: CM0022643



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPS9 (40S ribosomales Protein S9) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Ribosom-Biogenese und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPS9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S9; uS4; RPS9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6203
GenID	6203
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-162 von humanem RPS9 (NP_001004.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46781
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel