


Anti-Rragd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

Artikelnummer: CM0030656



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ras-verwandtes GTP-bindendes Protein D (RRAGD), validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; detektiert 46kDa; Schlüsselregulator der mTORC1-Signalübertragung in Reaktion auf Aminosäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRAGD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
Spezies	Mensch
Gen-ID	58528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 181-400 von humanem RRAGD (NP_067067.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQL2
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel