


## Anti-Rras2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62070

Artikelnummer: CM0029092



### Einführung

RRAS2 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegen Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Ras-verwandten Signalgebung und Entwicklungsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RRAS2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | NS12, TC21, RRAS2                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 22800                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 22800                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-204A von menschlichem RRAS2 (NP_036382.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | P62070                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 23kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |